

Biacore 2000

Ver. 3

Instrument Handbook



日本語取扱説明書
(ウィザード対応版)



GE imagination at work

目 次

1. セットアップ	1
1-1. 電源およびソフトウェアの起動	1
1-1-1. 電源の立ち上げおよびランニング緩衝液の準備	1
1-1-2. コントロールソフトウェアの起動	2
1-2. システムの初期化	3
1-2-1. センサーチップの挿入.....	3
1-2-2. ランニング緩衝液の置換.....	5
1-2-3. ラックの設定.....	7
1-2-4. 温度設定.....	9
1-2-5. SPR シグナルの校正.....	10
2. 基本操作（マニュアル測定）	11
2-1. マニュアル測定の実行方法	11
2-1-1. 試料の添加.....	11
2-1-2. レポートポイントの記録.....	14
2-1-3. ファイルの保存.....	15
2-2. データの印刷	16
2-3. 緊急停止	16
3. 固定化	17
3-1. アミンカップリング法	19
3-1-1. リガンド希釈液の pH 選択.....	21
3-1-2. 標準プロトコールでの固定化.....	27
3-1-3. 固定化量を調節して固定化.....	33
4. 相互作用測定の実験系の評価	37
4-1. マニュアル操作による相互作用の実験系の評価	40
4-2. ウィザードによる相互作用の実験系の評価	47
4-2. リガンドの安定性試験	52
4-3. 反応速度定数算出のための実験系の評価	56
4-3-1. 固定化量の評価.....	56
4-3-2. 結合様式の評価.....	60

5. 相互作用測定.....	64
5-1. 反応速度定数・解離定数の算出.....	64
5-2. 特異的結合確認.....	69
5-3. スクリーニング.....	74
5-3-1. 基本プログラム.....	76
5-3-2. 再生の自動判断機能を利用したプログラム.....	85
5-4. 濃度測定.....	89
6. シャットダウン.....	94
6-1. 実験の終了.....	94
6-2. センサーチップの取り出し.....	95
6-3. センサーチップの保存.....	95
7. メンテナンス.....	96
7-1. システムの洗浄.....	96
7-2. エアーが混入したときの対処法.....	97
7-3. 流路系に詰まりがあるときの対処法.....	98
7-4. システムチェック.....	98
8. データ管理.....	101
索引.....	103

1. セットアップ

1-1. 電源およびソフトウェアの起動

1-1-1. 電源の立ち上げおよびランニング緩衝液の準備

定電圧電源装置 → テーブルタップの電源 → プリンター → モニター画面 → システム本体 → コンピュータ の順番に電源を入れる。

Windows のバージョンにより、パスワード(biacore)の入力が必要な場合がある。

↓

本体のフロントパネル上の左にあるインジケータ（ライト）が点灯し、30 秒程でリセット後、新たに必要事項のみが点灯あるいは点滅する。


↓


Biacore 本体のドアを開け、本体右側下部の細い 2 本のインレットチューブをランニング緩衝液のボトルに、太いシリコンチューブを廃液入れの空ボトルに入れる。

補足 1. 装置の配置



1-1-2. コントロールソフトウェアの起動

モニターの初期画面中の左下のスタートを押し、**BIA programs** をクリックし、**BIACORE 2000 Control Software** のアイコン（  ）をクリックする。



補足 2. 画面の説明

Menu bar

Biacore の全ての操作コマンドが含まれている。

Toolbar

使用頻度の高いコマンドをアイコン化しており、簡便にコマンド操作を選択できる。

Sensorgram window

センサーグラムをリアルタイムに表示。

Report point table

指定した時間におけるレスポンスを数字で表示。結合量の表示等に使用。

Eventlog window

測定中の操作内容を表示。グラフの X 軸上の (▲) と対応。

Status window



現在のシステムの状態を表示。

時間、レスポンス (RU)、流速、使用フローセル、温度、Run 実行状態

1-2. システムの初期化

1-2-1. センサーチップの挿入

ソフトウェアを立ち上げると **Dock** ボックスが自動的に表示される。



黒のカバーを開け、コンベアを手前に引く。コンベアによって引かれてきたガイドピンにセンサーチップシートのホールが組み合わさるようにセンサーチップをセットし、コンベアを押し込み、カバーを戻す。

(フロントパネルのインジケータの Sensor chip のシグナルが緑色に点滅する)



Dock ボックスの **Dock** をクリックする。

(フロントパネルのインジケータの Sensor chip のシグナルが緑色の点灯に変わる)

補足 3. Dock 時の注意事項・解説

- ① センサーチップ内のプラスチックシートがセンサーチップのカバーにしっかり収まっていることを確認してから挿入する。
- ② センサーチップを冷蔵庫から取り出した場合には、室温に戻した後、包装あるいは容器から取り出すようにする。
- ③ センサーチップの交換は必ず Undock の状態で行う。インジケータの Sensor chip が Dock 状態（本体シグナルが緑色の点灯時）に、強引にセンサーチップを抜かないようにする。

補足 4. センサーチップの種類

詳細は、センサーチップガイドのカタログまたはホームページを参照する。

(1) Sensor Chip CM5

カルボキシメチルデキストランをコーティングしたチップ。アミンカップリング、チオールカップリング、アルデヒドカップリング等の固定化に利用する汎用性の高いチップ。

Research Grade ロット間の固定化量の誤差が 15%以下のチップ。通常の実験に使用できる。

Certified Grade ロット間の固定化量の誤差が 5%以下のチップ。品質管理等で長期に渡る精密な実験を組む場合等に使用する。

(2) Sensor Chip CM4

Sensor chip CM5 のカルボキシメチルデキストランの導入量を減少させたチップ。カルボキシル基にイオン交換的に非特異的結合する塩基性物質を含むサンプルを用いる場合に使用する。

(3) Sensor Chip CM3

Sensor chip CM5 のカルボキシメチルデキストランを短くしたチップ。巨大分子（細胞、細菌、ファージ等）の固定化や、添加して相互作用測定をおこなう場合に利用する。

(4) Sensor Chip C1

金表面に直接カルボキシル基のみを導入したチップ。Sensor chip CM3 と同様に、巨大分子（細胞、細菌、ファージ等）を用いる場合に使用する。比較的非特異的結合が多い。

(5) Sensor Chip SA

ストレプトアビジンをあらかじめ固定化してあるカルボキシメチルデキストランベースのチップ。ビオチン化した DNA、ペプチド、化合物等ビオチン化分子の固定化に使用する。

(6) Sensor Chip NTA

NTA をあらかじめ固定化してあるカルボキシメチルデキストランベースのチップ。ヒスチンタグを持つ発現タンパク質（His-Tag Fusion Protein）を Ni^{2+} を介して固定化できる。

(7) Sensor Chip HPA


金表面にオクタデシル基（C18）を導入したチップ。疎水性の高い表面で、リン脂質や糖脂質などをリポソームとして添加することで、単層（monolayer）で固定化できる。

(8) Sensor Chip L1


疎水性分子をあらかじめ固定化してあるカルボキシメチルデキストランベースのチップ。リン脂質や糖脂質などをリポソームとして添加することで、二重膜（bilayer）で固定化できる。糖脂質、リン脂質や膜貫通型レセプター等の固定化に使用できる。

1-2-2. ランニング緩衝液の置換


Dock 操作終了後、自動的に Working Tools の Prime が選択される。



ランニング緩衝液および廃液入れを確認後、**Start...**をクリックする。



内容を確認後、**Start** をクリックする。



Prime 終了後、**Exit** をクリックする。

補足 5. Prime における注意事項・解説

① Prime は、Tools → Working Tools から開くことができる。

新しくセンサーチップを挿入した時やランニング緩衝液を交換する時に行い、ポンプやマイクロ流路系、オートサンプラー等をランニング緩衝液で洗浄、置換する操作である。

②実験目的にあわせ、緩衝液の変更は自由であるが、各自で調製する場合には、0.22 μm フィルターでろ過を行い、さらに十分脱気を行う。また、センサーチップ CM5 使用の場合は、リガンドの固定化終了時まで、アミン系の緩衝液(トリスあるいはグリシン緩衝液等)は使用しない。10X バッファーから界面活性剤入りのランニング緩衝液を調製する場合は、脱気後に界面活性剤を添加する。

ランニング緩衝液として、弊社から HBS 緩衝液および PBS 緩衝液を販売している。

HBS-EP

10 mM HEPES / 0.15 M NaCl / 3 mM EDTA / 0.005 % Surfactant P 20 (pH7.4)
フィルターろ過、脱気済み

HBS-P

10 mM HEPES / 0.15 M NaCl / 0.005 % Surfactant P 20 (pH7.4)
フィルターろ過、脱気済み

HBS-N

10 mM HEPES / 0.15 M NaCl (pH7.4)
フィルターろ過、脱気済み

HBS-N 10X

0.1M HEPES / 1.5 M NaCl (pH7.4)
→MilliQ®水で 10 倍希釈
10 mM HEPES / 0.15 M NaCl (pH7.4)
フィルターろ過済み、脱気必要


PBS 10X

0.1M phosphate buffer / 27 mM KCl / 1.37 M NaCl
→MilliQ®水で 10 倍希釈
10mM phosphate buffer / 2.7 mM KCl / 137 mM NaCl
(5%DMSO 混合条件で pH7.4)
フィルターろ過済み、脱気必要


1-2-3. ラックの設定

使用するラックの設定を行う。

Command → **Rack Base...**をクリックする。



ラックに変更がある場合には、▼をクリックし選択する。



OK をクリックする。


各ラックと使用できるバイアルについては、補足 6 を参照。

補足 6. ラックの設定における注意事項・解説


ラックベースは向かって左側が Rack Base1、右側が Rack Base2 となる。

各ラックには次のバイアルがセットできる。

バイアルを使用する際には、専用のラバーキャップを必ず使用する。パラフィルムなどニードルの穴をふさぐ可能性のあるシールは使用しない。

ラバーキャップ、タイプ 4		ラバーキャップ		
				
プラスチック バイアル 7mm 	ガラス バイアル 9mm 	プラスチック バイアル 1.5 ml 	プラスチック バイアル 2 ml 	ガラス バイアル 16 mm 
• Thermo_A A~D 列	• Thermo_A E 列、F1,F2 • Thermo_B	• Thermo_C	• Thermo_C	• Thermo_A F3~F7

ラックのサンプルの位置は以下のように指定される。



ラックベースは向かって左側が Rack Base1、右側が Rack Base2 となる。たとえば、左側のラックの“a”の列の手前の1番目から3番目のサンプルは、それぞれ R1A1、R1A2、R1A3 となる。マイクロタイタープレート（96 穴）の場合にも同様な方法で設定する。


マイクロチューブを使用する場合の注意事項

- ① チューブの底がラックの穴の底に届くものを使用する。
- ② ニードルはラックの穴の中央に下りる。チューブのエッジがぶつからないものを使用する。
- ③ 蓋付のチューブは、蓋を切り取る。ニードルは蓋を貫通しない。

1-2-4. 温度設定

フローセルを含む検出器部位の温度の設定を行う。

Command → **Set Temperature...**をクリックする。



4~40°Cの範囲で設定し、**OK** をクリックする。

補足 7. 温度設定における注意事項・解説

①温度設定は 4~40°Cで設定できる。

②設定温度に達していない場合、画面上のステータスウィンドウ中の温度の表示が赤の点滅、本体インジケータの Temperature のシグナルが橙色の点滅をする。
設定温度に達し温度が安定した場合には、画面上の温度の表示が黒、インジケータは点灯に変わる。

③温度が安定するまでに比較的時間がかかるので、室温から離れている場合は、早めに設定する。5°C温度変更する場合、約 1 時間を要する。


④サンプルラックの温度を調整する場合は、恒温循環槽のチューブを本体右側面のノズルに接続する。この時、専用のアダプターを使用する。



1-2-5. SPR シグナルの校正

Thermo_A をラック 2 (右側) にセットする。

BIAmaintenance kit 中の **BIAnormalizing solution 0.5 ml** を 9mm のガラスバイアルに移し、**R2F2** にセットして、**T**ools → **W**orking Tools... → **N**ormalize をクリックする。



溶液をセット後、**S**tart...を実行する。

補足 8. Normalize における注意事項・解説

この操作は、SPR シグナルの校正を行うものである。

以下の場合に実行する。

- ① 設定温度を変更した場合。
- ② 最大感度を得たい場合。

温度が安定してから行う。

2. 基本操作（マニュアル測定）

基本的な測定モードには、以下の2つの方法がある。

マニュアル測定

画面上のアイコンを使い、測定を行いながら操作するマニュアルモード。
簡単な試験など、数回の添加で完了する試験を行う場合に有効。

ウィザード測定

ガイダンスに従いながら、実験条件を入力して実行させるオートモード。リガンド分子の固定化や相互作用解析などの実験ごとの専用ウィザードや実験条件の検討を目的としたウィザードなど汎用性の高い実験項目について対応している。ウィザードの操作方法は、3章、4章および5章を参照。

2-1. マニュアル測定の実行方法

試料として Sucrose 溶液を使用し説明する。

2% Sucrose

4% Sucrose


8% Sucrose

16% Sucrose

2-1-1. 試料の添加


試料（100ul）をラックにセットする。

アイコン（）あるいは **Run** → **Run sensorgram...**をクリックし、センサーグラムをスタートする。



Detection mode を選択し、**OK** をクリックする。






流速 (1~100ul/min) を入力後、**OK** をクリックする。




センサーグラムが表示され測定が開始する。



アイコン () あるいは **Command** → **Inject...** をクリックする。




サンプルの位置および容量 (10ul 程度) を入力し、**Start Injection** をクリックする。



引き続き次の試料を添加する。







全てのサンプルの添加が終了したら、アイコン () もしくは **Run** → **Stop Sensorgram** をクリックし、測定を終了する。

2-1-2. レポートポイントの記録

センサーグラム上の任意の時間におけるレスポンス (RU) を下のレポートポイントテーブルに表示させることができる。




アイコン () あるいは **View** → **Reference Line** をクリックし、センサーグラム上にリファレンスラインを表示させる。

↓


マウスのカーソル (矢印) をリファレンスラインの縦線上に移動後、マウスの左ボタンをドラックし、レポートポイントを取りたい時間に移動するか、もしくはレポートポイントを取りたい場所のセンサーグラム上の位置でカーソルをクリックし、リファレンスラインを移動する。

↓

アイコン () あるいは **Edit** → **Add Report Point** をクリックする。


Id:の欄にコメントを入力する。その時のレスポンスをベースライン (基準値 0 RU) とする場合には、**Baseline** のチェックボックスをチェックすると、レポートポイントテーブル中の相対値 (RelResp) の値が 0 になる。

↓




リファレンスラインを次のポイントに移動後、同様にレポートポイントをとると、ベースラインからの相対値 (RelResp) が表示される。

さらに必要な場所のレポートポイントを作成する。



2-1-3. ファイルの保存


File → **Save** もしくは **File** → **Save As** を選択する。



C : \Bia Users (自分のフォルダー) を選択し、ファイル名を入力する。 **Save** をクリックする。

2-2. データの印刷

得られたセンサーグラムを印刷するには、**File** → **Print...**を選択する。



Graph	センサーグラム
Table	レポートポイントテーブル
Event Log	イベントログ
All Cycles	複数のセンサーグラムが存在する場合、全センサーグラムの印刷が可能。
Fit to Page	1 ページごとに結果を印刷することができる。
Draft	データポイントを減らして印刷することができる。

* ウィザードの結果を印刷する場合は、**Wizard Results** にチェックを入れる。マニュアル操作では、この項目は表示されない。

必要事項にチェックを入れ、**OK** をクリックすると、印刷が実行される。

2-3. 緊急停止

測定を緊急停止したい場合は、キーボードの

Ctrl (左下) + Break (右上)

を同時に押し、緊急停止する。その時点で、マニュアル操作が終了する。

3. 固定化

リガンド

相互作用を検討する分子のうち、固定化する分子をリガンドと言う。リガンドの精製度は、結合特異性の判定やアナライトの結合許容量に大きく作用する。90%以上の精製度のリガンドを使用する。

各種固定化方法

センサーチップ CM5 に化学結合で固定化する代表的な方法を記載する。

アミンカップリング法

リガンド表面に存在するアミノ基 (N 末端アミノ基またはリジン ϵ -アミノ基) を利用して固定化する方法。CM (カルボキメチル) デキストランのカルボキシル基を NHS (N-ヒドロキシスクシンイミド) で活性化し、リガンドを固定化する。固定化後、残った活性 NHS 基をエタノールアミンでブロッキングする。

リガンドチオールカップリング法

リガンドの表面に存在する遊離型チオール基を用いて-S-S-結合で固定化する方法。

サーフェスチオールカップリング法

センサー表面にチオール基を導入し、リガンドのカルボキシル基を介して-S-S-結合で固定化する方法。

アルデヒドカップリング法

大量の糖鎖を持つムチンタンパク質等の糖を利用して固定化をする方法。糖鎖の非還元末端をメタ過ヨウ素酸により開裂させアルデヒド基を作成して、ヒドラジンによりヒドラジノ基を導入したセンサーチップにシッフ塩基で固定化する。

固定化量

実験の目的によって調節する必要がある。

特異的結合の有無の判定、スクリーニング

アナライトの結合レスポンスが十分得られる固定化量が必要となる。固定化量の下限として、理論的最大結合量 R_{max} (固定化したリガンドにアナライトが最大量結合したときのレスポンス) が、最低でも **100RU** は必要である。理論的な最大結合量は、以下の式で算出することができる。

アナライトの最大結合レスポンス (理論的最大結合量 R_{max}) $= \frac{\text{アナライトの分子量} \times \text{リガンドの固定化量}}{\text{リガンドの分子量} \times S}$
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Da) (RU) (Da) </div> <p style="text-align: right;">S はリガンドの結合部位数</p>

(例)	リガンドの分子量	50,000 Da
	リガンド固定化量	1,000 RU
	リガンド結合部位数	1
	アナライト分子量	20,000 Da
	理論的最大結合量 (R_{max})	$20,000 \times 1,000 / 50,000 \times 1 = 400$ RU

濃度測定

固定化量はできるだけ多くする。目安として、タンパク質リガンドの場合、10,000RU 以上固定化する。固定化量を多くすると既知濃度アナライト測定時に得られる結合レスポンス RU vs C(濃度)をプロットした検量線の直線性が高くなる。

反応速度定数 (k_a, k_d)、解離定数 (K_D) の算出


固定化量はできるだけ抑える。マストランスポートリミテーション (固定化量が多いことにより、アナライトの供給が追いつかない現象) を抑制するためである。至適固定化量は、以下の式から算出される最大と最小の固定化量 (RU) の範囲となる。

最小固定化量 (RU) $200 \times 1/S \times (\text{リガンドの分子量} / \text{アナライトの分子量})$
最大固定化量 (RU) $1000 \times 1/S \times (\text{リガンドの分子量} / \text{アナライトの分子量})$
S はリガンドの結合部位数

(例)	リガンドの分子量	50 kDa
	アナライトの分子量	100 kDa
	リガンド結合部位数	1
	最小固定化量	$200 \times 1/1 \times (50,000/100,000) = 100$ RU
	最大固定化量	$1000 \times 1/1 \times (50,000/100,000) = 500$ RU
	至適固定化量範囲	100~500RU

3-1. アミンカップリング法

リガンド表面に存在するアミノ基（N 末端アミノ基またはリジン ε-アミノ基）を利用して固定化する。CM デキストランのカルボキシル基を NHS（N-ヒドロキシスクシンイミド）で活性化し、至適な緩衝液で希釈したリガンドを固定化する。残った活性 NHS 基をエタノールアミンでブロッキングする。



準備するもの

アミンカップリングキット (BR-1000-50)

アミンカップリングキットには、以下の試薬が含まれている。

EDC (N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)

NHS (N-hydroxysuccinimide)

1 M ethanolamine hydrochloride 溶液 (pH 8.5)

キットに添付されている説明書に従い、EDC および NHS はそれぞれ 10 ml の MilliQ[®] 水に溶解する。直ちに 200ul ずつを 7 mm プラスチックバイアルにそれぞれ分注し、ラバーキャップをして使用直前まで -20 °C で冷凍保存する。使用直前に 1 組ずつの試薬を取り出して、融解させて使用する。融解後、試薬の再凍結はできない。エタノールアミンは、溶液で供給されるので冷蔵 (4 °C) 保存する。200ul ずつ小分けしておくか、使用する直前に分注する。

ランニング緩衝液

1 級アミンを含まない緩衝液。(トリスやグリシン緩衝液は避ける。)

リガンド

アジ化ナトリウム等の求核性物質を含まないもの。リガンドの安定化目的のために混入されている BSA (ウシ血清アルブミン) 等のタンパク質類は予め除去する。

リガンド希釈液

10 mM 酢酸緩衝液もしくは、10 mM Borate/1 M NaCl 緩衝液 (pH 8.5)

リガンドの調製

リガンドがタンパク質の場合

濃度は 5~200ug/ml 程度になるよう 10mM 酢酸緩衝液で希釈する。酢酸緩衝液の pH はリガンドの等電点より 0.5~2 低い pH を使用する。希釈用緩衝液として pH 3.5 以下のものは使用しない。

等電点が不明な場合は、固定化前に、予め、ウィザードの Immobilization pH Scouting により至適な 10mM 酢酸緩衝液の pH を検討する。

濃縮効果が確認できない酸性タンパク質の場合は、サーフェスチオールカップリングもしくはリガンドをビオチン化後、センサーチップ SA に固定化する方法を検討する。


リガンドがペプチドや低分子物質の場合

100ug/ml 以上の高濃度のリガンドを使用し、弱アルカリ性条件 10mM Borate/1 M NaCl 緩衝液 (pH 8.5) で希釈する。活性型 NHS 基とアミノ基との反応効率は、pH 8.5 前後がもっとも高い。

溶解性が低い低分子化合物を固定化する際には、DMSO などの有機溶媒存在下で固定化を実施する。有機溶媒を利用する際には、化学耐性を英語版マニュアル (Instrument handbook) で確認する。

3-1-1. リガンド希釈液の pH 選択

センサーチップ CM5 表面にコーティングされている直鎖デキストランにはカルボキシル基が導入されているため、表面は負に荷電している。リガンドを正に荷電した状態で添加すると、負に荷電している CM デキストランとの間に静電的な結合が生じ、リガンドを CM デキストラン中に濃縮することができる。この条件を用いることで低濃度のリガンドをセンサーチップ表面に高濃度で供給でき、効率良く固定化できる。




等電点が既知のリガンドの場合

等電点よりも 0.5 以上低い pH を使用する。ただし、等電点が既知の場合であっても、高次構造の状態などにより、濃縮される pH が予想外に異なることもあるため、固定化前に、ウィザードの Immobilization pH Scouting により確認することをお奨めする。


等電点が不明な場合

ウィザードの **Immobilization pH Scouting** を実行し、希釈液の pH を検討する。この操作は、何も処理していないフローセル（固定化実施予定のセル）を使用して、各 pH におけるセンサー表面へのリガンドの濃縮度合いを評価する。この検討で、リガンドは固定化されない。検討後、引き続き、そのセルに固定化を行う。リガンドは終濃度 5~200 ug/ml 程度になるよう 10 mM 酢酸緩衝液で希釈する。**Immobilization pH Scouting** では、リガンド添加終了後、ランニング緩衝液に置換されると、通常は静電的に結合したリガンドはセンサーチップ表面から速やかに解離する。しかし、稀に、リガンドがデキストランに非特異的吸着を起こすため、リガンド添加終了後、洗浄溶液（50 mM NaOH）を添加し、吸着したリガンドの洗浄を行う操作が組み込まれている。


Run □ **Run Application Wizard...**をクリックする。



Surface Preparation を選択し、**Start...**をクリックする。



Immobilization pH Scouting を選択し、**Next >**をクリックする。



検討する酢酸緩衝液の pH にチェックを入れ、**Next >**をクリックする。
表示された緩衝液以外を使用する場合には、**Add...**をクリックして設定する。削除したい項目は、ハイライトにした状態で **Remove...**をクリックする。



<u>N</u>ame	リガンド名を入力する。	
<u>I</u>njection Time	添加時間	1min
<u>F</u>low Rate	流速	10ul/min
<u>U</u>se Flowcell	検討に使用するセル（固定化予定のセル）を選択する。	

Next > をクリックする。




すべてのリガンド溶液添加終了後、センサーチップ表面に非特異的に吸着したリガンドの洗浄条件を設定する。2 種類の洗浄溶液を使用する場合には、**Wash Method** の **Two Injections** を選択する。

<u>S</u>olution	洗浄溶液名	50mM NaOH
<u>I</u>njection Time	添加時間	30s

Next > をクリックする。






サンプルおよび試薬の位置が表示される。

バイアルのセット位置を変更する場合には、ラック上のバイアルにカーソルを移動し、ドラッグして別の場所へ移動する。その場合には、上部表中のサンプル位置も自動的に変更される。サンプル位置の変更にともない、バイアルの大きさが変わる場合には、サンプル必要量も変更されるので注意する。

作成したウィザードを保存する場合は、**Menu ▼** → **Template Save As...**を実行する。

サンプルおよび試薬をセット後、**Next >**をクリックする。




サンプルの位置、容量の確認画面が表示される。

Standby Flow After Run チェックを入れる。実験終了後、引き続き **Standby** を実行する。ランニング緩衝液を 5ul/min で流し続ける操作。


Prime Before Run 実験前に **Prime** を実行する場合にチェックを入れる。

Start をクリックする。





作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するか確認される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに、作成メソッドは必ず残る。補足 11 参照。)



保存先のフォルダーを指定し、ファイル名を入力し、**Save** をクリックする。





実験がスタートする。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。



実験が終了すると、センサーグラムと結果が表示される。





上記の結果から使用する pH を決める。結果の評価は、補足 9 を参照。

補足 9. Immobilization pH Scouting の結果の評価


濃縮効果は、希釈緩衝液の pH を下げれば増加する。しかし、低い pH 環境下では、活性型 NHS 基とアミノ基とのカップリング効率は減少する。上記のセンサーグラムの場合、pH4 の方が pH4.5 に比べ速い速度で濃縮しているが、活性化 NHS 基とアミノ基のカップリング効率は、pH8.5 前後が至適であるため、必ずしも pH4 で固定化量が多いとは限らない。また、タンパク質の安定化のためにはできるだけ高めの pH を使用すべきである。したがって、濃縮効果のある、一番高い pH 条件を使用する。上記の場合、pH4.5 が妥当である。

補足 10. ウィザード結果の再表示方法

測定が終了すると、ウィザード結果が自動的に表示される。閉じてしまったあとに再表示するには、**View** → **Wizard Results...** をクリックする。

補足 11. ウィザードの測定内容の表示方法


測定内容を確認したい場合は、結果ファイルを開いた状態で、**View** → **Wizard Template...** をクリックする。




Edit... をクリックすると、その時のテンプレートを開くことができる。

3-1-2. 標準プロトコールでの固定化


Run → Run Application Wizard...をクリックする。



Surface Preparation を選択し、Start...をクリックする。




Immobilization を選択し、Next >をクリックする。



Sensor_Chip CM5
Immobilization Method Amine Coupling

Next > をクリックする。



Aim for Immobilized Level

目的の固定化量に調節しながら固定化する場合に選択する。(3-1-3 章参照)

Specify Flow Rate and Injection Time

リガンド添加時の流速と添加時間を指定し、固定化する場合に選択する。

Specify Flow Rate and Injection Time を選択し、**Next >** をクリックする。

補足 12. 標準プロトコールの固定化ステップ

① NHS 活性化	5ul/min	7 分間
② リガンドのカップリング	自由に設定	自由に設定 (標準 7 分間)
③ エタノールアミンによるブロッキング	5ul/min	7 分間



Flow Cell	Blank	Ligand Name	Injection Time [min]	Flow [μl/min]
1	<input type="checkbox"/>			
2		Ligand	7	10
3	<input type="checkbox"/>			
4				

Help < Back Next > Close

Ligand Name 固定化するフローセルにリガンド名を入力。
 Injection Time リガンド添加時間 7min
 Flow 流速 10ul/min

Next >をクリックする。



補足 13. 複数のフローセルに同時に固定化する方法


- ① 複数リガンドの固定化を同時に行う場合には、それぞれのフローセルにリガンド名と目的の固定化量を入力する。
- ② フローセル 1 および 3 は、リファレンスセルとして使用することができる。リファレンスセルは必ず設定する（4章参照）。

Blank にチェックを入れると、NHS 活性化後、エタノールアミンでブロッキングしたセルを作成する。

Flow Cell	Blank	Ligand Name	Injection Time [min]	Flow [μl/min]
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2		Ligand	7	10
3	<input type="checkbox"/>			
4				


Help < Back Next > Close

- ③ 何も処理していないフローセルをリファレンスセルにする場合には、この画面上で設定を行う必要はない。




サンプルおよび試薬をセットする。(EDC および NHS は、解凍したものをそのままセットする。EDC/NHS の自動等量混合用の空のバイアルをセットする。)

Next > をクリックする。




位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。

Start をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は **Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに、作成メソッドは必ず残る。補足 11 参照。)



保存先のフォルダーを指定し、ファイル名を入力し、**S**ave をクリックする。




固定化が始まる。

緊急停止したい場合は、キーボードの **C**trl (左下) + **B**reak (右上) を同時に押す。



実験が終了すると、センサーグラムと固定化結果が表示される。



proteinA_immob050616 - Results

Sensor Chip CM5

Fc	Ligand	Response 1 (bound)	Response 2 (final)	Procedure
2	Ligand	4420.8	4468.6	Injection time 7.0 min, flow 10 μl/min

Immobilization

補足 14. 固定化量の評価


固定化のレポートポイントは、以下の2つが表示される。

Response 1 (RU)

リガンド添加の前後でのレスポンス差

Response 2 (RU)

NHS 活性前とエタノールアミン添加後のレスポンス差




レスポンスが小さい方を固定化量として採用する。


リガンドが凝集している場合やセンサーチップ表面に吸着する場合は、エタノールアミンを添加することにより表面に残ったリガンドは洗い流されるため、Response 2 は Response 1 より小さくなる。また、固定化量が少ない場合は、NHS 化した部分の大半にエタノールアミンが導入されるため、Response 2 は Response 1 より大きくなることもある。

3-1-3. 固定化量を調節して固定化

Immobilization ウィザードの実行は、3-1-2 章を参照にする。
固定化方法の選択ステップから説明する。



Aim for Immobilized Level 選択し、**Next >** をクリックする。




Ligand Name 固定化するフローセルにリガンド名を入力する。
Target 目的の固定化量 (RU) を入力する。
Wash Solution リガンド溶液テスト添加後の洗浄溶液 (通常、50mM NaOH) を入力する。

複数セルへの固定化と **Blank** の設定については、補足 13 参照。


Next > をクリックする。

補足 15. 固定化量を調節する場合の固定化ステップ


- ① リガンド溶液のテスト添加
リガンド溶液を添加し、濃縮効果を確認する。濃縮レスポンスより、目的の固定化量 (RU) が得られるか評価する。明らかに目的の固定化量を得られないと判断した場合には、洗浄操作後、プログラムは中断する (補足 16 参照)。
- ② 洗浄
- ③ NHS 活性化 5μl/min 7 分間
- ④ リガンドのカップリング 5μl/min ターゲット量固定化できるまで添加
- ⑤ エタノールアミンによるブロッキング 5μl/min 7 分間




リガンドおよび試薬の位置がラック上に表示される。セット後 **Next>** をクリックする。



バイアル位置、容量を再度確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば、**Prime Before Run** にもチェックを入れる。 **Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常 **Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに、作成メソッドは必ず残る。補足 11 参照。)




保存先のフォルダーを選択し、ファイル名を入力し、**S**ave をクリックする。



固定化が始まる。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl** (左下) + **Break** (右上) を同時に押す。




Response 1 および 2 については補足 14 を参照。

補足 16. 固定化ウィザードの中断

Aim for immobilized Level ウィザードでは、NHS 活性化を実行する前に、リガンド溶液をテスト添加し、濃縮効果が得られるか、また、その結果から目的の固定化量が調節できる条件であるかを判断する。

リガンド条件に問題がある場合、この時点でプログラムが自動的に終了する。中断理由が表示される。リガンドは固定化されていないので、リガンド溶液を調製しなおして、同じフローセルに再度固定化を試みる。



Too fast binding of ligand

濃縮効果が強すぎ、添加時間を短くしても目標のレベル以上固定化されると判断。

希釈緩衝液の pH を上げるか、リガンド濃度を下げることにより、濃縮効果を下げて再度固定化し直す。

Too slow binding of ligand

濃縮効果が不十分または観察されず、添加時間を長くしても目標のレベルまで固定化できないと判断。

希釈緩衝液の pH を下げるか、リガンド濃度を上げることにより、濃縮効果を上げて再度固定化し直す。

4. 相互作用測定の実験条件検討

リガンドの固定化が終了したら、マニュアル操作により、アナライトの特異的結合の確認を行う。引き続き、再生条件の検討を行う。再生条件が決まったら、同一濃度のアナライトを添加し、再現性の確認を行う。

アナライト

リガンドを固定化したセンサーチップに対して、リガンドとの結合を測定する目的で添加する分子。血清や培養上清等のクルード (crude) なサンプルを使用できるが、不溶性の粒子等は遠心などで除去する。反応速度定数や解離定数算出を目的とした実験の場合は、精製したモル濃度が既知のアナライトが必要となる。

アナライトの調製

ランニング緩衝液で希釈する。希釈できない場合は、ランニング緩衝液でゲルろ過等を使用しバッファ交換するか、ランニング緩衝液自体をアナライト溶解液条件に合わせる必要がある場合がある。緩衝液が異なる場合には、溶液効果 (Bulk Effect : バックを流れている緩衝液の密度の差により発生するレスポンスの差)が発生する。溶液効果はスクリーニングのように結合の有無を評価することを目的とした実験においては問題とならないが、反応速度定数や解離定数の算出を目的とした実験においては、結合領域と解離領域が異なる緩衝液組成条件下になり解析結果に影響を与える。

アナライト濃度は結合の強さや分子量にもよるが、数十 ng/ml～数百 ug/mlで行う。反応速度定数を算出する場合には、予想される K_D (解離定数) 値濃度の 1/10～10 倍の濃度で解析すると良好な結果が得られる。予備検討時は、結合が弱いことや再生条件 (リガンドに結合したアナライトを溶出し、リガンド固定化表面を固定化直後の状態に再生する操作) を検討する必要性を考慮し、濃い目の濃度 (タンパク質アナライトの場合、数～数十 ug/ml) を用いるのが望ましい。

リファレンスセル

溶液効果および非特異的吸着を差し引くために、必ずリファレンスセルへもアナライトを添加する。リファレンスセルは、未処理のセル、活性化・ブロッキングセル、ネガティブコントロール固定化セルなどを利用する。

再生溶液

リガンドに結合したアナライトを強制的に解離させる操作を再生という。解離が速い相互作用では、短時間でアナライトが完全に解離するため、再生の必要がない。解離速度が遅い相互作用の場合には、適当な塩、酸、アルカリ溶液をアナライト結合表面に 30 秒～1 分

間追加し再生を行う。至適な再生条件（どの溶液で何分間、何回追加するか）は、分子間ごとに異なるため、その都度検討が必要となる。

理想的な再生条件

- リガンドの活性が失われない
- アナライトを完全に解離する
- リガンドがセンサーチップ表面から遊離しない


補足 17. 再生溶液の種類

再生溶液は通常以下のようなものが使用される。検討の際にはマイルドな条件から検討を行う（塩溶液 → 酸溶液 → アルカリ溶液）。

試薬	濃度あるいは pH
塩	
NaCl	< 2 M
酸性条件	
10 mM Gly-HCl	> pH 1.5
HCl	< 100 mM
Phosphoric acid	< 100 mM
Formic acid	< 20 %
アルカリ条件	
10mM Gly-NaOH	< pH 12
NaOH	< 100 mM
Ethanolamine	< 100 mM
Ethanolamine-HCl	< 1 M
キレート剤 多価カチオン依存性反応の場合	
EDTA	< 0.35 M
界面活性剤	
Surfactant P-20 (Tween 20)	< 5 %
Triton X-100	< 5 %
SDS	< 0.5 %
Octylglucoside	< 40 mM
有機溶媒	
Acetonitrile	< 20%
DMSO	< 8%
Ethyleneglycol in HBS buffer	< 50%
Ethanol	< 20%
Formamide	< 40%
変性剤	
Guanidine-HCl	< 5M
Urea	< 8


補足 18. 溶液効果 (Bulk Effect)

アナライトは、できるだけランニング緩衝液で希釈する。アナライト溶解液とランニング緩衝液の組成が異なる場合には、溶液効果(Bulk Effect)が大きくなる。



4-1. マニュアル操作による相互作用の条件検討

アイコン () あるいは **Run** → **Run sensorgram...** をクリックし、センサーグラムをスタートする。




使用するフローセルの選択およびリファレンス差し引き機能の選択を行い、**OK** をクリックする。補足 19 参照。




補足 19. 流路の選択


相互作用測定では、リファレンスセルにも同時にアナライトを添加する。この場合、**Detection** 画面で、複数のセルを選択後、リファレンスサブトラクションも設定する。リファレンスセルのレスポンスを差し引いたセンサーグラムを測定時に表示可能となる。なお、リファレンスセルは、フローセル 1 または 3 で設定されている。



上図の場合、フローセル 1 をリファレンスにして、フローセル 2 のセンサーグラムからフローセル 1 のセンサーグラムを差し引きしたグラフを表示することができる。

Fc1-2-3-4 を選択すると、以下のボックスの差し引きセンサーグラムを表示することができる。





流速を設定し、**OK** をクリックする。

反応速度定数 (k_a , k_d) を算出する場合には、比較的速い流速 (**20~50µl/min**) に設定する。



センサーグラムが表示され、測定が開始される。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。



補足 20. センサーグラムの表示の変更

View → **Plot Single** 選択したセンサーグラム 1 本を表示する。

画面右上の **Curve** :

の をクリックし、表示センサーグラムを選択する。

View → **Plot Overlay**

すべてのセンサーグラムを表示することができる。

View → **Plot Curve Classes**

表示センサーグラムの種類が多い場合には、センサーグラムの種別で表示変更することができる。


Curves: を選択することで、各フローセルのセンサーグラムもしくは差し引きセンサーグラムのいずれかを選択して表示することができる。

アナライトの結合確認



アイコン () あるいは **Command** → **Inject...** をクリックする。


INJECT の右の をクリックすると各種の添加コマンドが表示される(補足 21 参照)。



添加コマンド、サンプルの位置、容量、その他必要事項を入力する。

Start Injection をクリックする。





リファレンスセルを差し引いたセンサーグラムで、結合レスポンスを確認する。また、リファレンスセルのセンサーグラムで、非特異的吸着の有無を確認する。




再生条件の検討

解離状態を観察後、必要に応じて再生溶液を添加する。

アイコン  あるいは **Command** → **Inject...** をクリックする。

再生条件を入力し、**Star Injection** をクリックする。



固定化セルのセンサーグラムで、再生条件が至適か確認する。(補足 22 参照)





補足 21. 添加コマンドの種類

コマンド	内容	試料添加量	試料消費量
INJECT	通常使用のモード	5-325µl	+30µl
KINJECT	反応速度を算出する際に有効 解離時間を入力する	10-250µl	+40µl
QUICKINJECT	試料の必要量が少ない 測定開始までの待ち時間が少ない	5-325µl	+10µl
COINJECT	2つのサンプルを間隔を空けず連続して添加できる Sample 1 : Sample 2 :	0-100µl 0-100µl	+40µl +40µl
BIGINJECT	大容量の試料を添加する	325-750µl	+52µl
MANUAL INJECT	小刻みに添加する	任意	+30µl

更に条件検討するサンプルがある場合


Run → **Start New Cycle...** をクリックする。



同一ファイルに、2 サイクル目として、測定が新たに開始される。アナライタの追加および再生を繰り返す。




測定の終了

アイコン () あるいは **Run** → **Stop Sensorgram** をクリックする。

データの保存

File → **Save As** を選択する。



保存先のフォルダを指定し、ファイル名を入力する。**Save** をクリックする。


補足 22. 結合レスポンスおよび再生条件の確認

レポートポイントの記録による確認


レポートポイントの記録方法は、2章を参照。

通常、結合レスポンスは、サンプル添加前 10 秒程度の時間でベースラインをとり、サンプル添加終了 10 秒～30 秒後を結合量として評価する。

複数のセンサーグラムを検出している場合、レポートポイント記録画面の **Apply to All Curves** にチェックを入れると、全センサーグラムにポイントを記録することができる。



Status window のレスポンスを利用した確認

アイコン () あるいは **View** → **Reference Line** をクリックし、センサーグラム上にリファレンスラインを表示させる。

↓


マウスのカーソル (矢印) をリファレンスラインの縦線上に移動後、マウスの左クリックでドラッグし、ベースラインを取りたい時間に移動するか、もしくはベースラインを取りたい場所のセンサーグラム上の位置でカーソルをクリックし、リファレンスラインを移動する。

↓

View → **Biase Line** をクリックすると、ステータスウィンドウのレスポンスが相対値 0 となる。リファレンスラインの縦軸にもう一度カーソルを合わせ、左ボタンでドラッグし移動させると、ベースラインとして設定した位置からのレスポンスが表示される。

補足 23. Command Queue


マニュアル操作でセンサーグラムを開始すると **Command Queue** ボックスがセンサーグラム画面右上に表示される。このボックスでは、マニュアル操作で入力したコマンドを確認することができる。右上の縮小ボタンをクリックしてアイコン化(縮小)することができる。また、アイコンをクリックすると再びボックスを開くことができる。




コマンドは入力順に自動実行される。入力したコマンドを削除する場合には、該当のコマンドを選択後、**Edit** → **Delete** をクリックする。新たにコマンドを挿入する場合には、**Edit** → **Insert** をクリックし、コマンドを追加する。

補足 24. 測定中の流速の変更

アイコン () もしくは **Command** → **Flow...** を選択する。


**補足 25. 測定中の流路の変更**


Command → **Flow Path...** をクリックする。



変更したい流路にチェックを入れ、**OK** をクリックする。

補足 26. 添加の中止


添加を途中で中止したい場合には、添加開始後、アイコン ) もしくは **Command** → **Stop Inject** をクリックする。



残ったサンプルを、設定したバイアルに戻すか、廃液に流すか指定し、**OK** をクリックする。

補足 27. 添加コマンドの拡張機能


添加コマンドには、以下の拡張機能がある。



More >> をクリックする。

1) 試料の回収

Recovery をマークして、回収先であるラック上の位置と回収量を入力する。

**2) Extra Cleanup**


クルードなサンプル等を使用し、添加後のニードル、流路などの洗浄を通常よりも念入りに行う場合には、**Extra Cleanup** にマークを入れる。




4-2. ウィザードによる相互作用の実験条件設定

4-1 章では、マニュアル操作による再生条件の実験方法を説明したが、ウィザードで設定することもできる。しかし、コントロールセルを設定することができないので、非特異的吸着を確認することができないので注意する。

Run → Run Application Wizard... → Surface Preparation を選択し、Start...をクリックする。




Regeneration Scouting を選択し、Next >をクリックする。




Name	アナライタ名	
Injection Time	添加時間	2～5min 程度
Flow Rate	流速	10～20ul/min 程度
Use Flowcell	使用するフローセル (リガンドを固定化セル) を選択。	

Next >をクリックする。






アナライトをセットし、**Next >**をクリックする。




位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。

Start をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)






保存先のフォルダーを開き、ファイル名を入力する。

Save をクリックする。




測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl** (左下) + **Break** (右上) を同時に押す。




センサーグラムがスタートし、アナライトが添加される。




上のボックスが開き、上記のセンサーグラムのようにアナライトが解離していない時には、**Regeneration...** をクリックする。

(アナライトの結合量が少ない場合には、**Add Analyte...** をクリックすると、アナライトを再度添加できる。)






使用する再生溶液を選択し、添加時間、流速、バイアル位置を設定する。
 再生溶液の1回の添加は0.5~1分間程度を推奨する。また、流速は速いほうが再生効果を得やすいことが多く、20~60µl/min程度がよく使われる。
 ボックスの中に、使用したい再生溶液がない場合には、**Add...**をクリックして溶液名を入力し再生溶液を追加する。




設定後、**Start** をクリックする。



選択した再生溶液が添加される。

さらに、異なる再生溶液を試みる場合には、**Regeneration...**をクリックし、同様の操作を行う。アナライト添加開始前のベースライン付近まで解離する条件（再生溶液の種類、添加条件）を検索する。





終了する場合には、Regeneration Scouting ボックスの **Finish...** をクリックする。



Cycle	Fc	Solution	Time [min]	Flow [μl/min]	AbsResp [RU]	Remaining Analyte [RU]	Analyte [%]
1	3	DSA(20ug/ml)	2.00	20	15591.2	911.3	100
1	3	10 mM Glycine, pH 3.0	0.50	20	15600.5	920.6	101
1	3	10 mM Glycine, pH 2.5	0.50	20	15242.5	562.5	62
1	3	10 mM Glycine, pH 2.0	0.50	20	14797.0	117.1	13
1	3	10 mM Glycine, pH 1.5	0.50	20	14715.1	35.2	4
1	3	10 mM Glycine, pH 1.5	1.00	20	14686.8	6.8	1

Analyte が 80%以上残る場合 (再生効率が 20%よりも少ない)

再生溶液の条件を厳しくする。(pH 条件を厳しくする、イオン強度を上げる等)

Analyte が 80~20%残る場合 (再生効率が 20~80%)

繰り返し同じ再生溶液を 2 回添加してみる。

ほとんど再生される場合 (再生効率が 90%もしくはそれ以上)

その再生条件を採用する。


4-2. リガンドの安定性試験

スクリーニングや濃度測定など多サンプルを測定する場合には、再生によるリガンドの安定性確認が必要である。**Surface Preparation** ウィザードを利用すると、予め検討した再生条件で、繰り返し測定を実施し、リガンドの安定性を評価することができる。


リガンドの安定性の評価では、以下の点が重要となる。

- ・同一濃度のアナライトの結合レスポンスが、各サイクルで変化がない。
(リガンドが失活していない)。
- ・ベースラインが各サイクルで変化しない。

Run → Run Application Wizard... → **Surface Preparation** を選択し、**Start...**をクリックする。




Surface Performance Test を選択し、**Next >**をクリックする。



N ame	アナライト名	
I njection Time	添加時間	
F low Rate	流速	
N umber of T est Cycles	繰り返し測定回数	5 回以上
U se Flowcell	使用するフローセル	

Next >をクリックする。





Regeneration Method

Dissociation in Buffer

アナライトを自然解離させる。

(解離速度が非常に速いアナライトの場合)

Single Injection

再生溶液を 1 回添加する。

Two Injections

再生溶液を 2 回もしくは 2 種類添加する。


Solution

再生溶液名


Injection Time

添加時間

Next > をクリックする。




サンプルおよび試薬をセットし、**N**ext > をクリックする。




サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。

Start をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)




保存先のフォルダーを指定し、ファイル名を入力し、**Save** をクリックする。



測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。





Baseline Level

各サイクルのベースラインレベル

Response Level

各サイクルの同一濃度のアナライトの結合レスポンス

サイクル毎にはっきりとした傾向がなく、変動の幅が小さい場合は非常に良好な結果である。レスポンスの変動がなく一定の場合には、ベースラインが幾分か減少しても良い。

Baseline Level 低下および Response Level 低下の場合

再生によりリガンドが遊離している。弱めの再生条件に変更する。

Baseline Level 不変および Response Level 低下の場合

再生によりリガンドが失活している。弱めの再生条件に変更する。

Baseline Level 上昇および Response Level 低下の場合

アナライトが完全に遊離していない。強めの再生条件に変更する。


4-3. 反応速度定数算出のための実験系の評価

4-3-1. 固定化量の評価


Mass Transfer ウィザードを利用すると、マストランスポートリミテーションの影響が現れているか調べることができる。

マストランスポートリミテーションとは、リガンドの固定化量が多すぎるときに発生する現象である。結合領域において、センサー表面デキストラン内のアナライトの濃度が低くなり、また、解離領域においては、一度解離したアナライトが、さらにリガンドに再結合する (rebinding)。そのような環境下で取得したセンサグラムからは、真の反応速度定数の算出はできない。このウィザードでは、同一アナライトを同一濃度で、流速を変化させて添加し、結合量の違いを評価する。マストランスポートリミテーション下では、流速毎に結合レスポンスに変化が生じる。この場合には、固定化量を減少させて実験をやり直すか、解析ソフトウェアでの解析の際に、1:1(Langmuir) with mass transfer モデルを選択する必要がある。

Run → **Run Application Wizard...** をクリックし、**Kinetic Analysis** を選択する。



Mass Transfer を選択し、**Next >** をクリックする。



Direct Binding を選択する。キャプチャー法によりリガンドをトラップ後、アナライトとの相互作用測定を行う場合は、**Binding Using Capturing Molecule** を選択する。

Next > をクリックする。



	Analyte Name	MW (Dalton)	(µg/ml)	(µM)
1	Antigen	50000	50	1
2				

Use Flow Cell(s)

使用するフローセル（リガンド固定化セルからリファレンスセルを差し引きする設定が望ましい。）

Analyte Name

アナライト名

MW

アナライトの分子量

Next > をクリックする。



Regeneration Method

Dissociation in Buffer

アナライトを自然解離させる。
(解離速度が非常に速いアナライトの場合)

Single Injection

再生溶液を 1 回添加する。

Two Injections

再生溶液を 2 回もしくは 2 種類添加する。

Solution


再生溶液名

Injection Time


添加時間

Next > をクリックする。






サンプルおよび試薬をセットし、**Next** >をクリックする。




サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。






保存先のフォルダーを指定し、ファイル名を入力する。

Save をクリックする。



測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl** (左下) + **Break** (右上) を同時に押す。



理想的な実験条件では、固定化したリガンドと添加したアナライトとの間の相互作用（結合および解離両速度）に、流速は影響しない。

マスポートリミテーション条件下では、相互作用反応は流速によって大きく変化する。表示された重ね書きのセンサーグラムに結合レスポンスに違いがあれば、マスポートリミテーション条件下である。

この場合には、リガンドの固定化量を減少させて実験をやり直すか、解析ソフトウェアでの解析の際に、**1:1(Langmuir) with mass transfer** モデルを選択する。


4-3-2. 結合様式の評価

Linked Reaction ウィザードを利用すると、リガンドとアナライトの反応が、1:1 モデルか、あるいはより複雑な反応モデルかを検討することができる。


同一アナライトを同一濃度（平衡に達するのに十分な濃度）で、添加時間を変えて添加し、解離領域のセンサーグラムを評価する。

1:1 モデルの反応の場合、アナライトの添加時間が依存せず、解離速度は一定である。複雑な反応モデルの場合、添加時間に依存して、解離速度が変化する。解析の際の参考情報となる。

Run → **Run Application Wizard...** をクリックし、**Kinetic Analysis** を選択する。



Linked Reaction を選択し、**Next >** をクリックする。



Direct Binding を選択する。キャプチャー法によりリガンドをトラップ後、アナライトとの相互作用測定を行う場合には、**Binding Using Capturing Molecule** を選択する。

Next > をクリックする。



	Analyte Name	MW (Dalton)	(µg/ml)	(µM)
1	Antigen	50000	50	1
2				

Use Flow Cell(s)

使用するフローセル（リガンド固定化セルからリファレンスセルを差し引きする設定が望ましい。）

Analyte Name

アナライต์名

MW

アナライットの分子量

Next > をクリックする。


Regeneration Method**Dissociation in Buffer**

アナライต์を自然解離させる。
(解離速度が非常に速いアナライต์の場合)

Single Injection

再生溶液を 1 回添加する。

Two Injections

再生溶液を 2 回もしくは 2 種類添加する。

Solution


再生溶液名

Injection Time


添加時間

Next > をクリックする。







サンプルおよび試薬をセットし、**Next >**をクリックする。



サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)




保存先のフォルダーを指定して、ファイル名を入力し、**S**ave をクリックする。



測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **C**trl (左下) + **B**reak (右上) を同時に押す。



相互作用が 1:1 モデルの場合、サンプルの添加時間に関係なく、解離速度は一定となる。解離に差がある場合には反応は 1:1 モデルではなく、複雑な反応モデルであることが考えられる。このような場合に 1:1 binding モデルで解析を行うと、本来の速度定数と異なる値が算出される可能性がある。


5. 相互作用測定

マニュアル操作による特異的結合の確認と再生条件の検討により実験条件を決定したら、実験目的に応じたウィザードで測定を実施する。あらかじめ目的別に測定の流れが決まっているウィザードを利用することができる。なお、自由にプログラムを組み立てたい場合には、Customized Application ウィザードを利用する（5-3、5-4 章参照）。


反応速度定数および解離定数の算出	Kinetics Analysis	5-1 章
結合確認	Binding Analysis	5-2 章
スクリーニング	Customized Application	5-3 章
濃度測定	Customized Application	5-4 章

5-1. 反応速度定数・解離定数の算出

Run → **Run Application Wizard...** をクリックする。




Kinetic Analysis を選択し、**Start...** をクリックする。



Concentration Series を選択し、**Next >** をクリックする。




**Direct Binding**

直接固定化したリガンドとの相互作用測定

Binding Using Capturing Molecule

キャプチャー法でリガンドを固定化後、相互作用測定

ここでは **Direct Binding** を選択し、**Next >** をクリックする。**Use Flow Cell(s)**

使用するフローセルを選択する。

Flow Rate

流速 20µl/min 以上

Injection Time

添加時間 2~3min

Dissociation Time

解離時間 2~3min

Stabilization Time

アナライト添加前のベースラインの安定化時間である。再生後のベースラインの安定化に時間を要する場合に設定する。

Run Order

測定順序を選択する。

Random

入力したサンプルをランダムに測定。

Sorted - Low to High

濃度展開して添加する場合、低濃度側から測定。

As Entered

入力した順番で測定。複数の繰り返し測定を指定する場合、同じサンプルについては連続して測定する。

Analyte Name

アナライト名

MW

アナライトの分子量

Repl.

アナライトの繰り返し測定回数

Concentration


アナライト濃度。アナライト濃度は 5 段階以上、少なくとも

も 1 濃度について繰り返し測定し、濃度 0 のアナライトにも測定することを推奨する。カラムを選択した状態で、Enter を繰り返し押すと、サンプル数を増やすことができる。


Next > をクリックする。

補足 28. サンプル情報入力後の注意事項


Next > をクリックした後、次のメッセージが出てくる場合がある。



アナライトの濃度を 5 段階以上で行うことを奨めるものである。必要がない場合には、**Ignore** をクリックする。



アナライトの同一濃度のサンプルを複数回繰り返し測定することを奨めるものである。必要がない場合には、**Ignore** をクリックする。



Regeneration Method

Dissociation in Buffer

アナライトを自然解離させる。
(解離速度が非常に速いアナライトの場合)

Single Injection

再生溶液を 1 回添加する。

Two Injections

再生溶液を 2 回もしくは 2 種類添加する。


Solution

再生溶液名


Injection Time

添加時間

Next > をクリックする。



サンプルおよび試薬をセットし **Next >** をクリックする。




位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。

Start をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は **Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照)




保存先のフォルダーを指定後、ファイル名を入力し、**Save** をクリックする。
測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。




測定が終了すると、得られたセンサーグラムを、1:1 binding モデルでフィッティングし、
反応速度定数を算出する。



k_a	結合速度定数 (1/Ms)
k_d	解離速度定数 (1/s)
K_A	親和定数 (1/M)
K_D	解離定数 (M)
R_{max}	アナライトの最大結合量 (RU)


1:1 binding モデル以外の反応モデルで解析したい場合は、解析ソフトウェアでファイルを開く。

表中の **Baseline Level** をクリックすると各サンプルのベースラインの変動を表示することができる。




5-2. 特異的結合確認

Run → Application Wizard...をクリックする。



Binding Analysis を選択し、Start...をクリックする。



Direct Binding


予めリガンドを固定化している場合に選択。

Binding Using Capturing Molecule

キャプチャー法を利用する場合に選択。

ここでは、Direct Binding を選択する。Next >をクリックする。



**Use Flow Cell(s)**

使用するフローセルを選択。(リガンド固定化セルからリファレンスセルを差し引きする設定が望ましい。)

Flow Rate

流速を設定する。 10~20ul/min 程度

Number of Sample Injections

アナライツ添加回数 (同一サイクル内のアナライツ添加回数。補足 29 参照。)

Injection Time

添加時間 0.5~3min


Wait After Injection


解離時間 通常、2.5min

Next> をクリックする。

補足 29. 複数のアナライツの連続添加


エピトープマッピング等、多段階の反応を見る場合には、**Number of Sample Injections** でアナライツ数を選択する。最大 4 サンプルまでの添加が可能である。





- Sample** アナライト名（同一サンプル名を複数入力すると、同一バイアルに設定される。別々のバイアルに設定したい場合には、サンプル名を変える。S1-1、S1-2 など。）
- Repl.** 同一アナライトの繰り返し測定回数を入力する。
- Run Order** 測定順序を選択する。
- Random** 入力したサンプルをランダムに測定。
 - As Entered** 入力した順番で測定。複数の繰り返し測定を指定している場合、同じサンプルについては連続して測定する。
 - Step** 複数の繰り返し測定を指定している場合、全ファイルにおいて、一連の測定終了後、二連目を測定。


Next> をクリックする。




- Regeneration Method**
- Dissociation in Buffer** アナライトを自然解離させる。
(解離速度が非常に速いアナライトの場合)
 - Single Injection** 再生溶液を 1 回添加する。
 - Two Injections** 再生溶液を 2 回もしくは 2 種類添加する。

再生溶液名と添加時間を設定する。


Next > をクリックする。



サンプルおよび試薬をセットし、**Next >**をクリックする。




サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)






保存先のフォルダーを指定し、ファイル名を入力後、**Save** をクリックする。
測定が開始する。


緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl** (左下) + **Break** (右上) を同時に押す。



測定が終了すると、以下のような実験結果が表示される。



結合レスポンスのグラフが表示される。




Resp1 は、アナライト添加終了直前のレスポンス、Resp2 はサンプル添加後（再生溶液添加前）のレスポンスである。

5-3. スクリーニング

スクリーニングのプログラム作成は、**Customized Application** ウィザードで行う。このウィザードは、プログラムを1から自由に組み立てることができる。複数セルを利用した相互作用測定や多段階反応、濃度測定などの複雑な実験系を構築する場合に有効である。さらに、自動判断機能である、If/Then コマンド (5-3-2 章参照) を利用することで、再生操作の有無をベースラインの変動から判断するなど、詳細な条件設定が可能となる。

プログラム作成の流れ












- ① Sequence ウィンドウで、各種アイコン (補足 30 参照) をクリックして測定の流れを決定する。



- ② Cycle ウィンドウで、サンプル情報の入力と測定順番を指定する。

w1.blw - Cycles	
Run Order:	As Entered
<input checked="" type="checkbox"/> Use Separate Vials for Different Solution Variables	
Repl.	mouseIgG
1	1 No1. 0uM
2	1 No1. 6.3uM
3	1 No1. 12.5uM
4	1 No1. 25uM
5	1 No1. 50uM
6	1 No1. 100uM
7	1 No1. 12.5uM
8	1 No2. 0uM
9	1 No2. 6.3uM
10	1 No2. 12.5uM
11	1 No2. 25uM
12	1 No2. 50uM
13	1 No2. 100uM
14	1 No2. 12.5uM
15	
16	
17	
18	
19	
20	

補足 30. アイコンの説明


	検出モード	検出セルと測定温度を設定。
	キーワードの設定	レポートポイントテーブル中にサンプル名、濃度等の任意のサンプル情報を表示させるコマンド。補足 36 参照。
	流速の設定	流速を設定。
	サンプル、試薬の添加	添加モード、容量を設定。試料添加における洗浄機能の設定も可能。
	レポートポイントの記録	レポートポイントの設定。
	サンプルの移動	試料をバイアル間で移動させるコマンド。自動で、試料の混合や希釈を行う場合に設定。
	サンプルの攪拌	バイアル中の試料を攪拌するコマンド。通常はサンプル移動コマンドとセットで使用。
	流路の洗浄	ニードルや IFC をランニング緩衝液で洗浄するコマンド。
	添加の待機	ランニング緩衝液を流した状態で、次のコマンド実行を設定時間待機させるコマンド。
	コメントの入力	プログラム画面中にコメントを入力するコマンド。操作に影響はない。
	If/Then 機能	レポートポイントを基準値として、プログラム実行を自動判断するコマンド。5-3-2 章および補足 35 参照。

5-3-1. 基本プログラム


抗体のスクリーニングを例に複数セルを用いたプログラム作成について紹介する。

リガンド	抗原 1	Fc2
	抗原 2	Fc3
	抗原 3	Fc4
アナライト	抗体 No.1~No.96 (96 サンプル)	
リファレンスセル	Fc1	


Run → **Run Application Wizard...** をクリックする。




Customized Application を指定し、**Start...** をクリックする。



あらかじめ、**FLOW 20** が設定されている。(変更する場合には、ダブルクリックする。)


上記ツールバーの  をクリックする。



Detection を選択する。

ここでは、Fc1,2,3,4 Ref 2-1,3-1, 4-1 を選択する。


OK をクリックする。



FLOW 20 の下段をクリックし、ハイライトにする。



をクリックして、アナライトの添加を設定する。



Injection Mode

INJECT を選択する。


Solution


Vary by Cycle にチェックを入れる。サイクル毎にアナライトを変更できる。カラムにサンプル名を入力する。


Volume

添加容量を入力する。

OK をクリックする。



引き続き、 をクリックして、再生溶液の添加を設定する。



Injection Mode:

QUICKINJECT を選択する。


Solution

Vary by Cycle のチェックは外す。再生溶液名を入力する。


Volume


添加容量を入力する。


OK をクリックする。



引き続き、レポートポイントを設定する。




アナライズ追加コマンドをクリックする。  をクリックする。



添加開始 10 秒前にベースラインを設定する。

Before にチェックを入れ、時間と Id を入力する。 **Baseline** にチェックを入れる。

OK をクリックする。



アナライト添加終了コマンドをクリックする。




をクリックする。

添加終了 10 秒後に結合レスポンス確認のためのレポートポイントを設定する。


After にチェックを入れ、時間と Id を入力する。 **OK** をクリックする。



同様に、再生確認のためのレポートポイントを設定する。



Next > をクリックする。



Repl.

Antibody

同一サンプルの繰り返し測定回数を入力する。


アナライト名（同一サンプル名を複数入力すると、同一バイアルに設定される。別々のバイアルに設定したい場合には、サンプル名を変える。Antibody1-1、Antibody1-2 など。）

Biacore®2000

日本語取扱説明書

- Run Order:** 測定順序を選択する。
- Random** 入力したサンプルをランダムに測定。
 - As Entered** 入力した順番で測定。複数の繰り返し測定を指定している場合、同じサンプルについては連続して測定する。
 - Step** 複数の繰り返し測定を指定している場合、全ファイルにおいて一連の測定終了後、二連目を測定。


Next > をクリックする。



必要に応じ、アナライトと再生溶液のバイアル位置を移動する。**Next** > をクリックする。



サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)



ファイルの保存先を指定し、ファイル名を入力する。

Save をクリックする。




測定が開始する。


緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。

補足 31. コマンドの追加方法

設定済みのコマンドの間に新規にコマンドを追加する場合、2 つめのコマンドをクリックし、ハイライトにする。



目的のアイコンをクリックし、条件設定を行う。**OK** をクリックする。



新規にコマンドが追加される。

補足 32. コマンドの変更および削除方法

コマンドの変更


設定済みのコマンド内容を変更する場合には、該当のコマンドをダブルクリックする。

詳細設定ウィンドウが開く。変更後、**OK** をクリックする。

コマンドの削除

削除したいコマンドをクリックし、ハイライトにする。

マウスを右クリックする。**Delete Command** をクリックする。



選択したコマンドが削除される。

補足 33. 多サンプル添加のプログラム作成方法


1 つのリガンドに対して、多数のアナライズを順次添加する場合には、サンプルインジェクションの設定ウィンドウで、**Solution** に異なるサンプル名を入力する。

ここでは、キャプチャー法を利用した、抗体のエピトープマッピングを例に多サンプル添加のプログラムを作成する。

添加 1	抗体 1	(リガンド : Protein A にキャプチャー)
添加 2	抗原	
添加 3	抗体 2	




をクリックする。



Solution **Vary by Cycle** にチェックを入れ、Antibody1 と入力。
添加容量を入力し、**OK** をクリックする。




をクリックする。



Solution Antigen と入力。(サイクル毎に異なるバイアルから添加を行いたい場合には、**Vary by Cycle** にチェックを入れる。)
添加容量を入力し、**OK** をクリックする。




をクリックする。




Solution **Vary by Cycle** にチェックを入れ、Antibody2 と入力。
添加容量を入力し、**OK** をクリックする。



引き続き、再生溶液の添加を指定する。



Next >をクリックする。



Antibody1 および Antibody2 のカラムに、サンプル名を入力する。

補足 34. Customized Application ウィザードの既存テンプレート

C:/Program Files/BIACORE2000/Guide/Methods/Wizard Templates フォルダ内に、既存テンプレートが保存されている。

<input checked="" type="checkbox"/> Aldehyde Coupling.blw	アルデヒドカップリング
<input checked="" type="checkbox"/> Concentration Analysis.blw	濃度測定
<input checked="" type="checkbox"/> HPA Chip - Coupling.blw	センサーチップ HPA への固定化
<input checked="" type="checkbox"/> Ligand Thiol Coupling.blw	リガンドチオールカップリング
<input checked="" type="checkbox"/> Manual Ex1 - Inhibition assay.blw	阻害実験
<input checked="" type="checkbox"/> Manual Ex2 - Consecutive Regeneration.blw	スクリーニング
<input checked="" type="checkbox"/> Manual Ex3 - Positive Control.blw	リガンド活性チェックを含むスクリーニング
<input checked="" type="checkbox"/> Manual Ex4 - Positive Control every fifth cycle.blw	5 サンプル毎にリガンドの活性チェックを組み込んだスクリーニング
<input checked="" type="checkbox"/> NTA Chip - Coupling.blw	センサーチップ NTA への固定化
<input checked="" type="checkbox"/> NTA Chip - Preparing.blw	センサーチップ NTA 前処理
<input checked="" type="checkbox"/> SA Chip - Preparing.blw	センサーチップ SA 前処理
<input checked="" type="checkbox"/> Surface Thiol Coupling.blw	表面チオールカップリング


テンプレートの利用方法

Run → **Run Application Wizard...** をクリックする。

Customized Application を指定し、**Open template...** をクリックする。



目的のウィザードテンプレートを選択し、**Open** をクリックする。



テンプレートについての注意書きが表示される。

内容を確認し、**Edit...** をクリックすると、Customized Application ウィザードと同様のプログラムが表示される。測定プログラムの見方および変更方法は、5-3 章参照。


5-3-2. 再生の自動判断機能を利用したプログラム


5-3-1 では、サイクル毎に同一条件で再生を実施した。実際のスクリーニングでは、結合しないサンプルもある。リガンドの活性保持や時間短縮のため、必要に応じて再生を実施するプログラムは有効である。自動判断機能の **If / Then** コマンドを利用すると、レポートポイントのレスポンスを基準として、再生操作の省略を指定することが可能となる。また、再生が不十分な場合には、再生後のベースラインのレスポンスを基準として、再生の追加を指定することもできる。


ここでは、5-3-1 章で設定したプログラムを利用して、結合レスポンスが基準値に達しない場合の再生操作の省略と、再生が不十分な場合に再生操作を追加するための、If / Then コマンドの設定について記載する。

再生操作の省略

結合レスポンス（レポートポイント名：bound の値）が 20RU 以下の場合に、そのサイクルの再生操作を省略するプログラムを作成する。




再生溶液添加コマンドをクリックし、ハイライトにする。  をクリックする。



IF	RelResp	For Report Point	bound
In Flow Cell	Subtracted	Comparison	Is less Than
Value	Constant を選択し、20 と入力。		
THEN	Exit Cycle		


OK をクリックする。



コマンドが追加される。

再生操作の追加

上記プログラムに、再生操作を追加する **If / Then** コマンドを設定する。ここでは、リガンド固定化セルの再生後のレスポンス（レポートポイント名：regeneration の値）が 100RU 以上の場合に、再生操作を追加する。




再生確認のレポートポイント設定コマンドの下段をクリックし、ハイライトにする。




をクリックする。







IF RelResp For Report Point regeneration
 In Flow Cell Sample Comparison Is Greater Than
 Value Constant を選択し、100 と入力。
 THEN Command Block
 OK をクリックする。



引き続き、追加の再生コマンドを設定する。END IF をクリックして、ハイライトにする。


 をクリックし、再生条件を入力して、OK をクリックする。



必要に応じ、アナライトと再生溶液のバイアル位置を移動する。**Next** >をクリックする。



サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)



ファイルの保存先を指定し、ファイル名を入力する。

Save をクリックする。



測定が開始する。


緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl (左下) + Break (右上)** を同時に押す。

補足 35. If / Then コマンドの各種設定項目

For Report Point	評価するレポートポイント名を選択する。 プルダウンメニューに、プログラムで設定したレポートポイント名が表示される。
IF	評価するレポートポイント値の選択を行う。下記から選択する。 RelResp 相対量 (RU) = 結合量 AbsResp 絶対量 (RU) Slope 傾き (RU/s)
In Flow cell	評価するセンサーグラムを選択する。 プルダウンメニューに、取得した全センサーグラムが表示される。
Value	基準となる数値 (RU) を入力する。
Comparison	基準値に対する評価対象範囲の数値を下記から選択する。 Is Greater Than Is Greater Than or Equals Is Less Than Is Less Than or Equals Equals
THEN	対応項目を下記から選択する。 Exit Cycle そのサイクルを終了し、次サイクルへ進む。 Exit Method その時点でメソッドを終了する。 Command Block If / Then 内に支持する操作を実行する。 (対応する操作コマンドの入力が必要)

5-4. 濃度測定


Biacore による濃度測定では、定量したい分子 (A) に対して親和性を持つ分子 (B) が必要となる。B を固定化したセンサーチップ表面に A を添加すると、添加した濃度に依存した結合レスポンス (RU) が得られる。数段階の濃度既知の A を添加し、その結合レスポンスを得て、検量線 (RU vs C) を作成する。濃度未知の A に対しても同様に添加し、その結合レスポンスを検量線にフィッティングすることにより、濃度を算出する。



また、A 添加直後のセンサーグラムでの傾き (Slop) も結合レスポンス同様に、添加している A の濃度を反映した値となるため、Slop vs C の検量線からでも定量をすることができる。



直接法と阻害法

親和性を持つ分子 (B) をセンサーチップ表面に固定化し、定量分子 A を添加して得られる結合レスポンスから直接 A の濃度を算出する方法を**直接法**と呼ぶ。それに対し、化合物やペプチドなど分子量が小さい分子の定量を行う場合は、A もしくは A のアナログ (A') をセンサーチップに固定し、定量分子 A と A に対して親和性を持つ分子 B を一定量混合した混合液を添加し、未反応の B を定量することにより、混合液中に存在する A を逆算する定量法を**阻害法**と呼ぶ。



直接法による検量線

阻害法



阻害法による検量線


Customized Application ウィザードで、濃度測定プログラムを作成する。基本的なプログラム作成方法は、5-3 章を参照する。

濃度測定では、結合レスポンスを利用して濃度算出を行う。プログラム作成時には、ベースラインと結合レスポンスのレポートポイントが必要となる。さらに、解析ソフトウェアで解析を行う上で、レポートポイント情報の抽出を容易にするため、サンプル名と濃度についてキーワードの設定を行う。キーワード設定を行うと、サイクル毎に指定した任意のコメントをレポートポイントテーブルに表示できる。さらに、解析ソフトウェアで測定結果をエクセル形式で開いた際、キーワードがカラム名として表示され、指定したコメントがサイクル毎に任意のコメントが入力される。補足 36 参照。

補足 36. キーワードの設定

キーワードは、任意のコメントで、幾つでも設定することができる。キーワードを設定すると、各キーワードに対応するサンプル情報を、Cycles ウィンドウで入力できる。キーワード情報は、サイクル毎にレポートポイントテーブルに表示され、センサーグラム上でのサンプル情報の確認が容易になる。さらに、解析ソフトウェアでレポートポイントをエクセル形式で開くと、キーワードがカラム名として表示されるので、データの抽出作業が容易に行える（解析ソフトウェアマニュアルを参照）。

濃度測定以外にも、スクリーニングのコントロールデータの抽出などに利用できる。




レポートポイントテーブル

Fc	APROG	Time	AbsResp	Slope	Baseline	RelResp	Id	Drug	Conc
3	screen	202.5	23847.0	0.06	Yes	0	base	Furosemide	10
4	screen	202.5	32276.5	-0.03	Yes	0	base	Furosemide	10
4-3	screen	202.5	8429.5	-0.09	Yes	0	base	Furosemide	10
3	screen	322.5	24223.5	0.00	No	376.5	bulk	Furosemide	10
4	screen	322.5	32677.5	-0.10	No	401.0	bulk	Furosemide	10
4-3	screen	322.5	8454.0	-0.11	No	24.5	bulk	Furosemide	10
3	screen	352.5	23837.3	0.27	No	-9.8	diss1	Furosemide	10
4	screen	352.5	32287.5	-1.71	No	11.0	diss1	Furosemide	10


レポートポイントのエクセル形式での表示（解析ソフトウェア）


A1	Cycle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Cycle	Fc	APROG	Time	AbsResp	SD	Slope	LRSD	Quality	Baseline	RelResp	Id	calib	Drug	Conc.	
38	7	3	screen	202.5	5	23847.04	0.12384	0.06848	0.06487	Ok	Yes	0	base	Furosemide	10		
39	7	4	screen	202.5	5	32276.53	0.09487	-0.03493	0.07689	Ok	Yes	0	base	Furosemide	10		
40	7	4-3	screen	202.5	5	8429.52	0.10311	-0.00750	0.09130	Ok	Yes	0	base	Furosemide	10		
41	7	3	screen	322.5	5	24223.51	0.03776	0.00296	0.04176	Ok	No	376.47	bulk	Furosemide	10		
42	7	4	screen	322.5	5	32677.51	0.19436	-0.09927	0.064	Ok	No	400.96	bulk	Furosemide	10		
43	7	4-3	screen	322.5	5	8454.02	0.2052	-0.10656	0.05439	Ok	No	24.5	bulk	Furosemide	10		

5-3 章を参照して、アナライトの添加、再生溶液添加、レポートポイントなどを設定し、測定プログラムを作成する。





引き続き、キーワードの設定を行う。


FLOW 10 をクリックし、ハイライトにする。  をクリックする。




Keyword Analyte (アナライトサンプル名と同一名にする) と入力。
OK をクリックする。



同様に、Conc (濃度) についても作成する。  をクリックする。





Next>をクリックする。



Repl.	Analyte	Conc
1	Standard1	50
2	Standard2	25
3	Standard3	12.5
4	Standard4	6.25
5	Standard5	3.125
6	Standard6	1.5625
7	Standard1	50
8	Standard2	25
9	Standard3	12.5
10	Standard4	6.25
11	Standard5	3.125
12	Standard6	1.5625
13	Unknown1	Unknown1
14	Unknown2	Unknown2
15	Unknown3	Unknown3
16	Unknown4	Unknown4
17	Unknown5	Unknown5
18	Unknown1	Unknown1
19	Unknown2	Unknown2
20	Unknown3	Unknown3

Repl.

同一サンプルの繰り返し測定回数を入力する。スタンダードサンプルおよび未知濃度サンプルは、2回以上測定する。

Analyte

サンプル名（同一サンプル名を複数入力すると、同一バイアルに設定される。別々のバイアルに設定したい場合には、サンプル名を変える。Standard1-1、Standard1-2など。）

Conc

濃度を入力。ug/mlなどの単位は入力しない。
未知濃度サンプルは文字列を入力する。（1/100等の希釈倍率や unknown 等を入力する。1,2等の数値は入力しない。）

Next >をクリックする。




必要に応じ、アナライトと再生溶液のバイアル位置を移動する。

Next > をクリックする。



サンプルの位置および容量を再確認し、**Standby Flow After Run** にチェックを入れる。必要があれば **Prime Before Run** にチェックを入れる。**Start** をクリックする。



作成したウィザードプログラムをテンプレートとして保存するかどうか、メッセージが表示される。通常は、**Don't Save** をクリックする。(結果ファイルに保存される。補足 11 参照。)



ファイルの保存先を指定し、ファイル名を入力する。

Save をクリックする。



測定が開始する。

緊急停止したい場合は、キーボードの **Ctrl** (左下) + **Break** (右上) を同時に押す。

6. シャットダウン

6-1. 実験の終了

Standby 状態での放置	3 日以内に同様のセンサーチップで実験を行う場合
電源を落として終了	3 日以上使用しない場合

Standby 状態で放置

Tools → **Start Standby...** を実行。

5 ul/min の流速で最大 96 時間、ランニング緩衝液を送り続ける操作。96 時間の **Standby** でランニング緩衝液の消費量はおよそ 80 ml 程度である。

週末に使用しないような場合、**Standby** を実行する。

電源を落として終了

電源を落とす場合には、流路系等に塩の析出を防ぐため、システムを MilliQ® 水で置換する。

洗浄には洗浄用センサーチップを使用する。

2 つのステップを実施する。

① MilliQ® 水で **Prime** を実行

ランニング緩衝液ボトルを MilliQ® 水ボトルに置き換える。

Tools → **Working Tools...** をクリックし、**Prime** を実行する。

② 引き続き **Close** を実行

16 mm ガラスバイヤルに MilliQ® 水を 3 ml 入れ、**R2F3** におく。

Tools □ **Working Tools...** をクリックし、**Close** を実行する。

6-2. センサーチップの取り出し

Command → **Undock...**をクリックし、**Undock** を実行する。



フロントパネルの Sensorchip の緑のライトが点灯から点滅に変わったら、センサーチップを抜きとる。



Biacore システム、コンピュータ、モニター、プリンターの電源を落とす。



ランニング緩衝液、廃液瓶をかたづけする。

6-3. センサーチップの保存

実験使用後抜き取ったセンサーチップは、以下の方法で保存することができる。

ドライ状態での保存

取り出したセンサーチップを 50 ml 容のふた付きプラスチック管等に入れるか、もしくはパラフィルムで覆い、4 °C で保存する。安定なタンパク質やペプチド、DNA を固定したセンサーチップの保存に用いる。



ウェット状態での保存

取り出したセンサーチップのシート部分をカバーから抜き取り、シートだけを緩衝液を入れた容器（50 ml 容のふた付きプラスチック管等）に入れ、4°C で保存する。センサーチップを再利用する時には、シートについた緩衝液を拭き取った後、カバーに戻し使用する。リガンドを固定している側は、細くとがらせたキムワイプ等を四角の隅にあて、余分な緩衝液を吸い取る。リガンドの固定していない側は反射面となるので、キムワイプ等で全体をきれいにふきとる。特に反射面には濁りや汚れ等がないように注意する。金膜部分以外の白い部分は、キムワイプ等でしっかり拭き取る。



サンプルの種類によっては、どちらの方法を用いても、保存中に変性する場合があるので、再 Dock 後、ポジティブコントロールサンプルで活性を確認すること。

7. メンテナンス

7-1. システムの洗浄

Tools → **Working Tools...**のコマンドを用いて実施する。

実験の前後

Prime

新しいセンサーチップを **Dock**した時やランニング緩衝液を交換する時に行う操作である。ポンプや IFC（マイクロ流路系）、オートサンプラー等をランニング緩衝液（実験前）または MilliQ®水（実験後）で置換洗浄する。（所要時間約 6 分 30 秒間）

大きく塩濃度が変化する緩衝液や粘性の異なる緩衝液に交換する場合には、**Prime** を 2~3 回繰り返すことをお奨めする。

実験途中のランニング緩衝液による洗浄

Flush

IFC、フローセルをランニング緩衝液で簡単に洗浄。（所要時間約 3 分間）

Rinse

IFC、フローセルをランニング緩衝液で高流速洗浄。（所要時間約 8 分間）

定期的な洗浄

Desorb 毎週 1 回実施

IFC やフローセル等に付着したタンパク質や脂質を洗浄。BIA maintenace kit 中の **BIAdesorb solution 1 (0.5 % SDS 溶液)** および **BIAdesorb solution 2 (50 mM Gly-NaOH、pH 9.5)** を使用。（所要時間約 22 分間）

ラックベース 2（右側）	Thermo_A
ランニング緩衝液	MilliQ®水
R2F3	BIAdesorb solution 1 3ml
R2F4	BIAdesorb solution 2 3 ml

補足 37. Desorb の注意事項

- ① BIAdesorb solution 1 は 4℃で保存すると結晶が析出するので、室温におくこと。
- ② センサーチップに固定してあるリガンドは失活するので、必ず洗浄用のセンサーチップと入れ替えて行う。
- ③ 設定温度を 20℃以下で行わない。
- ④ **Desorb** 終了後、MilliQ®水あるいはランニング緩衝液で **Prime** を 1~2 回行う。

Sanitize 毎月1回実施

IFC やフローセルを殺菌する。病原性があるサンプル等を使用したときには、適時 **Sanitize** を実行する。BIA maintenance kit 中の **BIAdisinfecant solution** (次亜塩素酸ナトリウム溶液) と **MilliQ®**水を使用する。


- ステップ 1 1.5 ml の BIAdisinfecant solution を BIA メンテナンスキット内の専用の容器に入れ、20 ml の MilliQ®水で希釈し、ランニング緩衝液の位置に置き実行する。
- ステップ 2 MilliQ®水 15 ml をランニング緩衝液の位置に置き実行する。

補足 38. Sanitize の注意事項

- ① センサーチップに固定しているリガンドは失活するので、必ず洗浄用のセンサーチップと入れ替えて行う。
- ② **Sanitize** 終了後、MilliQ®水あるいはランニング緩衝液で **Prime** を 1~2 回行う。

7-2. エアーが混入したときの対処法

脱気していない緩衝液を使用した場合や、エアーを添加した場合に、エアーが流路系内に留まってしまうことがある。




このような場合には、以下の操作を順次行い、エアーの除去を行う。

- ① **Tools** → **Working Tools...** → **Prime**、**Flush**、あるいは **Rinse** 組み合わせて数回実施。
- ② **Tools** → **Service Tools...** → **Unclogging**

乱れが解決しない場合には、IFC (マイクロ流路系) の劣化の可能性が考えられるので、システムチェック (7-4 章参照) を行ってシステムの状態を確認する。

7-3. 流路系に詰まりがあるときの対処法

不溶性のサンプルや吸着性の高いサンプルを使用することで、流路が詰まる場合がある。このような場合、センサーグラム（特に試料添加中）に乱れが発生する。



Tools → Service Tools... → Unclogging

ランニング緩衝液を高流速で流し、詰まりを除去する。

7-4. システムチェック

ベースラインがドリフトするなどシステムの調子が思わしくない場合には、以下の方法でシステムチェックを行う。定期的を実施することをお奨めする。

使用するもの

- 新しいセンサーチップ CM5(すでに固定化をおこなっているチップは使用できない)
- HBS-EP 緩衝液
- 9mm ガラスバイアル
- BIAtest solution (BIA maintenance kit)

(方法)

Desorb、**Sanitize** 終了後、新しいセンサーチップを **Dock** する。

HBS-EP 緩衝液で **Prime** を実施。

↓

ラックベース 2

Thermo_A


R2F1

BIAtest solution 1 ml (9 mm ガラスバイアル)



R2E1、E2、E3、E4 空の 9mm ガラスバイアル

↓

Tools → Test tools → System check をクリックする。



Start...をクリックする。(所要時間：約 40 分)



測定終了後、上記のようなボックスが表示される。



Evaluate をクリックする。

BIACORE 2000 System Check					
Name: _____					
Created By:	BIACORE 2000 Control Software		Version:	3.0.7 Beta	
Instrument id:	2076		Configuration:	IFC3 with Recovery	
Run Date:	22-Mar-1999		Evaluation Date:	02-Sep-1999	
Analysis temp:	25.0 °C				
RESULTS					
A. IFC					
	Serial		Sequential		Clip
Fc 1:	22165 OK		19141 OK		16 OK
Fc 2:	22469 OK		21141 OK		17 OK
Fc 3:	22501 OK		21193 OK		26 OK
Fc 4:	22461 OK		21159 OK		20 OK
Fc 1-2-3-4:	22439 OK				25 OK
Leaks:	-34 OK				
B. Refractometer test					
	15% Sucrose		Baseline level		
Fc 1:	22209		Fc 1:	15246	
Fc 2:	22510		Fc 2:	15334	
Fc 3:	22538		Fc 3:	15435	
Fc 4:	22499		Fc 4:	15390	
Average:	22439 (22000 - 23000)		Average:	15351	
Stdev:	154 (< 200)		Stdev:	82 (< 300)	
C. Mixing					
Mix 1:	11496				
Mix 2:	11432				
Average:	11464				
Difference (%):	0.6 OK				
Dilution factor:	-0.02 OK				
D. Noise					
	Short term	Stdev	Long term	Slope	
Fc 1:	0.21	(< 0.3 RU)	Fc 1:	0.01	(< 0.05 RU/s)
Fc 2:	0.20	(< 0.3 RU)	Fc 2:	0.01	(< 0.05 RU/s)
Fc 3:	0.12	(< 0.3 RU)	Fc 3:	0.00	(< 0.05 RU/s)

結果が表示される。

問題がある場合には **check** マークが表示され、エラーが出た場合の対処方法が後半部分に記載されている。**check** マークが表示された箇所もしくは設けられた基準値からずれている値があれば、対処方法に従って、システムをメンテナンスする。改善されない場合は、弊社技術サービス部に連絡をする。

8. データ管理

実験結果ファイルは各自のフォルダー内に保存する。各自のフォルダーは以下の方法で **Bia Users** フォルダの中作成する。



My Computer から作成する方法



Windows 初期画面の **My computer** (**My Computer**) をクリックする。



Bia(C) : をクリックし、 **Bia Users** のフォルダをダブルクリックして開く。



File → **New** → **Folder** をクリックし、フォルダ名入力後、**Enter** をクリックする。

Explore から作成する方法

Start → **Program** → **Windows Explores** をクリックする。



C: (ハードディスク) 中の **Bia Users** のフォルダーをハイライトにし、**File** → **New** → **Folder** をクリックする。



フォルダー名を入力し、**Enter** をクリックする。

補足 39. フォルダ作成における注意事項・解説

自分のフォルダーは **Bia Users** の中に作成する。他のフォルダー内に作成すると（例えば **Biacore** 等）、ソフトウェアの再インストール時に、消去されてしまう場合がある。各自のフォルダーの中に、さらに詳細なフォルダーを作成することも可能である。日付あるいは実験内容別に、細かくフォルダーを分類すると便利である。

補足 40. ファイルの容量について

基本的な実験での各ファイルの容量はおおよそ以下ようになる。

固定化

アミンカップリング

1 個のフローセルを使用した場合	約 20 kb
4 個のフローセルを使用した場合	約 76 kb

チオールカップリング

1 個のフローセルを使用した場合	約 20 kb
------------------	---------

相互作用

1 個のフローセル使用、5 サンプルの場合	約 90 kb
5 個のフローセル使用、5 サンプルの場合	約 150 kb

索引

[あ]

アナライトの調製	40
アミンカップリング	4,17,19,21,27,33
アミンカップリングキット	19
アルデヒドカップリング	17,84
ウィザードテンプレート	84
エアが混入したとき	97
エクストラクリーンアップ	46
温度設定	9

[か]

緊急停止	16
固定化量の調節	33
コントロールソフトウェアの起動	2

[さ]

再生溶液	37,38
酢酸緩衝液	19,20,21
シグナルの校正	10
システムチェック	98
システムの初期化	3
シャットダウン	94
スタンバイ	94
センサーグラムの表示	41
センサーチップの挿入	3
センサーチップの取り出し	95

センサーチップの保存	95
相互作用測定条件の検討	37
装置の配置	1
[た]	
チオールカップリング	17,84
低分子物質の固定化	20
データの管理	101
添加の中止	46
電源の立ち上げ	1
[な]	
濃度測定	52,64,89
[は]	
ファイルの保存	15
プライム	5,6,94,96,97
フラッシュ	96
ペプチドの固定化	20
[ま]	
メンテナンス	96
[ら]	
ラックベース	7,8
リガンド希釈液	19,21
リガンドチオールカップリング	17,84
リガンドの固定化	17
リファレンスライン	14,15,44
リンス	96

レポートポイントの記録 14

流路の選択 40

流路系に詰まりがあるとき 98

INDEX

[A]

Aim for immobilization level 28

[B]

BIGINJECT 42

Binding Analysis 64,69

[C]

Close 94

CM5 4,17,21

COINJECT 42

Command Queue 45

Customized Application 64,74,76,89

[D]

Desorb 96

Dock 3

[E]

Extra Cleanup 46

[F]

FLUSH 96

[H]

HPA 4,84

[I]

If/Then 85,88

Immobilization 17

Immobilization pH scouting 21

INJECT 11,42

[K]

Kinetics analysis	64
KINJECT	42

[L]

Linked Reaction	60
L1	4,84

[M]

Mass Transfer	18,56
---------------	-------

[N]

Normalize	10
NTA	4, 84

[P]

Prime	5,6,94,96,97
-------	--------------

[Q]

QUICKINJECT	42
-------------	----

[R]

Regeneration Scouting	47
Rinse	96

[S]

SA	4,84
Sanitize	97
Specify Flow Rate and Injection Time	28

[U]

Unclogging	97
Undock	95

[W]

Wizard Template	84
-----------------	----

www.gelifesciences.co.jp

e-mailで最新情報をお届けしています。お申込みは上記Webサイト右上の「メール会員登録」から。

©2009 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本書の全部または一部を無断で複写複製することは、著作権法上の例外を除き、禁じられています。
掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ライフサイエンス統括本部

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL: 03-5331-9336 FAX: 03-5331-9370

e-mail: Tech-JP@ge.com



ISO 9001:2000 登録取得

取扱店