

第 83 回共利研機器セミナー

マイクロピペットの無料点検と基礎知識

下期日程でピペット点検サービス(動作チェック、エアー漏れ)を無料で実施致します。
ぜひ、お手持ちのピペットの品質管理にお役立て下さい。

- 開催日 平成 28 年 7 月 20 日 (水) ニチリョー社製、他社メーカー製品
- 受付 10:00 ~ 16:00 まで
- 場所 医学部 1 号館 3 階 共同利用研究施設 中央研究センター

点検実施内容

- ① ピペットを指定時間内に開催場所(共利研中央研究センター)へお持ち下さい。
- ② お預かりしましたピペットの動作チェック・エアー漏れ検査を行います。
- ③ エアー漏れなどがありましたピペットは、シール部分及びピストン部などの調査などによるメンテナンスを行った後 動作チェックを行います。
(O-リング・ピストンシールの無償交換は実施しておりません。)
- ④ 修理が必要なピペットには修理箇所を記載したタグなどを添付しご返却致します。
- ⑤ 修理が必要と判断しましたピペットはご相談の上、別途メーカーによる修理対応をご案内致します。

《ご注意》

- ・ ピペットはお手持ちのピペットなら全て点検を実施します。
ただし、機種・年代によっては点検が出来ない事が御座いますのでご了承下さい。
- ・ ニチリョー社製以外のピペットは動作チェックと簡易検査のみ実施可能です。
- ・ ニチリョー社製のピペットに限り当日に部品交換可能です。(部品代のみ有償)
- ・ 精度検定は致しませんので予めご了承ください。

-
- ☆ メーカーの専門スタッフが同席して点検を実施しますので、ピペット等に関するご質問もお受け致します。
 - ☆ スムーズなピペット点検を実施するため、各研究室でピペットをまとめてお持ち頂きますようお願い致します。
 - ☆ ピペットをお返しする際に、ピペットの操作方法や日頃のメンテナンス等に関する資料を添えさせていただきます。ぜひご活用ください。

ご質問・ご不明な点がございましたら、下記にてご連絡を頂きたいと思っております。

問い合わせ先：共同利用研究施設 山本 直樹
内 線：2317

E - m a i l : naokiy@fujita-hu.ac.jp